

# Ficha Técnica

# Opaclean



Opacificador para Barra de Protocolo

VERSÃO 001

## INDICAÇÕES DE USO

Utilizado para o recobrimento de estruturas metálicas.  
(PPR's e protocolos).

## CARACTERÍSTICAS

✓ Já vem pronto para uso.

## EMBALAGENS

Embalagem com 1 unidade de 10ml.

Disponível nas cores: Neutro, Rosa Claro, Rosa Médio, Rosa Escuro,  
Dentina 60, 62 e 66.

## COMPOSIÇÃO

Água / Poli(acetato de vinila) / Corantes / Essência Artificial



## INSTRUÇÃO DE USO

Agitar bem antes de usar.

A peça a ser recoberta deve estar sempre limpa, livre de gordura, poeira ou resíduos.

O metal pode ser aquecido a partir de 35°C limitado a 60°C, para acelerar o processo da secagem (pode-se aquecer o metal mergulhando em água fervente ou colocando próximo a boca do forno).

Em seguida aplicar uma demão bem fina de Opaclean e aguardar a secagem ao toque (+/- 10 minutos em temperatura ambiente de 23°C), o tempo varia de acordo com a temperatura do metal.

Se necessário, aplicar outra demão e aguardar a secagem total (certificar se ao toque manual não ocorre aderência aos dedos).

Sugestão: Para obter-se uma secagem total, mais rápida, pode-se colocar a peça opacificada próximo à uma fonte de calor.

Exemplo: Boca do forno ou exposição ao sol por alguns minutos (até a secagem vista pelo toque de dedos)

## ADVERTÊNCIAS/PRECAUÇÕES

- ✓ Conservar a embalagem sempre fechada em local refrigerado ao abrigo de luz e calor.
- ✓ Caso tenha contato com os olhos lavar com água em abundância e procurar ajuda médica.
- ✓ Não aplicar nenhum material sobre a peça (resina/cera) enquanto não houver a secagem total.
- ✓ Não aplicar nenhum tipo de líquido sobre a peça opacificada antes da secagem total.
- ✓ Incompatível com álcool ou solventes.

**VALIDADE:** 2 anos após data de fabricação.

**ANVISA Nº:** 81912539003

## RESPONSÁVEL TÉCNICO

Mauro Rodrigo Vieira CRO-IV: 04366291

**Imodonto Indústria de Materiais Odontológicos Ltda.**  
Rua Urbano Rabello, 572 - Vila Nova - Pirassununga - São Paulo - Brasil  
CEP: 13.632-302 - CNPJ(MF): 21.738.250/0001-01 - IE: 536.068.133.113  
[www.imodonto.com](http://www.imodonto.com) - [sac@imodonto.com](mailto:sac@imodonto.com) - Fone: (19) 3565-2716