


Cartas Moldes

Contribuindo com a beleza do sorriso



NewTRI

Platinum TRI

NewForm

Dent Clean




www.imodonto.com

 **IMODONTO**



Anteriores Superiores



Anteriores Inferiores



Posteriores Superiores e Inferiores



ARTICULAÇÕES

Anteriores Superiores	Anteriores Inferiores	Posteriores
SE1	IK3 - IK5	PM2
SE2	IK5 - IK6	PM4
SE3	IK6	PM4
SE4	IK9	PM5
SE5	IK10	PM5
SF3	IK2 - IK5	PM3
SF4	IK9 - IK10	PM5
SG2	IK6 - IK7	PM2
SG3	IK6	PM4
SH1	IK7	PM2
SH3	IK3	PM3
SH4	IK3 - IK5	PM4
SI1	IK7	PM2
SI2	IK5	PM3
SL1	IK9	PM4
SL2	IK12	PM4
SL4	IK12	PM5
P18	P18	PM6

ESCALA DE CORES Referencial Ivoclar®

Platinum TRI
P1A
P1C
P1D
P1E
P2A
P2B
P3E
P4B

1-Composição:

- Polimetacrilato;
- Dimetacrilato de Etileno Glicol;
- Fluorescente;
- Pigmentos Biocompatíveis.

2-Aplicações:

- Prótese parcial ou total;
- Prótese fixa ou removível.

3-Recomendações:

- Conservar ao abrigo de luz e calor;
- Siga os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual;
- Para melhor adesão dos dentes à base da prótese, tirar o brilho da base do dente com ferramenta abrasiva. Antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes com monômero de metilmetacrilato;
- É recomendado ao paciente a higienização diária da prótese sem o uso de substâncias agressivas como ácidos ou álcalis.

CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA!

- Resinas acrílicas;
- Resinas e ceras para caracterização;
- Gessos Especial Tipo IV e Tipo III;
- Isolante para resinas e gesso X gesso;
- Duplicador para PPR;
- Revestimento a base de quartzo;
- Binder 28% e 40%;
- Silicone para muralha;
- Ceras 7, 9, Utilidade, Articulação, Periférica, Orto, Rolete e Escultura;
- Vaselina Sólida;
- Removedor de ceras;
- Pedra-pômes;
- Pasta para polimento em acrílico e metal;
- Opacificador.



Nossas vantagens

- ✓ Aspecto natural;
- ✓ Simetria e detalhes;
- ✓ Mamelos evidenciados;
- ✓ Ótimo ajuste anatômico;
- ✓ Oclusão;
- ✓ Fluorescência natural;
- ✓ Alta resistência mecânica, química e à abrasão;
- ✓ Excelente aderência a base;
- ✓ Mantém as cores naturais;
- ✓ Não agride a mucosa.

Contato



Fone: (19) **3565-2716**

(19) **3561-5292**

WhatsApp: (19) **99735-0348**

 **IMODONTO**

■ **Imodonto Indústria de Materiais Odontológicos
Comércio, Importação e Exportação Eireli - ME**

Rua Urbano Rabello, 572 - Vila Nova - Pirassununga - São Paulo - Brasil
CEP: 13.632-302 - CNPJ(MF): 21.738.250/0001-01 - IE: 536.068.133.113

www.imodonto.com - sac@imodonto.com

Fone: (19) 3561-5292 – (19) 3565-2716

Descubra muito mais em nossa

Fanpage

@imodonto