


# Cartas Moldes

Contribuindo com a beleza do sorriso



**New**TRI

**Platinum** TRI

**New**Form

**Dent Clean**




[www.imodonto.com](http://www.imodonto.com)

 **IMODONTO**


# Anteriores Superiores



# Anteriores Inferiores



# Posteriores



**ESCALA DE CORES**  
Referencial Vita®

A1 A2 A3 A3,5 A4 B2 C2

Formato do dente de acordo com o biotipo	Anteriores Superiores	Anteriores Inferiores	Posteriores Superior/Inferior
<b>Ovalado</b>  	OV2 OV4 OV6	I12/I14 I16/I18 I20/I22	PS/PI + MS/MI MS/MI + GS/GI GGS/GGI
<b>Retangular</b>  	RE2 RE4 RE6	I12 I14/I16 I18	PS/PI + MS/MI MS/MI + GS/GI GS/GI + GGS/GGI
<b>Quadrado</b>  	QU2 QU4 QU6	I14 + I16 I18 I20 + I22	PS/PI + MS/MI GS/GI GGS/GGI
<b>Trapezoidal</b>  	TR2 TR4 TR6	I14 I16 I18	PS/PI + MS/MI MS/MI + GS/GI GGS/GGI

### 1-Composição:

- Polimetacrilato;
- Dimetacrilato de Etileno Glicol;
- Fluorescente;
- Pigmentos Biocompatíveis.

### 2- Aplicações:

- Prótese parcial ou total;
- Prótese fixa ou removível.

### 3- Recomendações:

- Conservar ao abrigo de luz e calor;
- Siga os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual;
- Para melhor adesão dos dentes à base da prótese, tirar o brilho da base do dente com ferramenta abrasiva. Antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes com monômero de metilmetacrilato;
- É recomendado ao paciente a higienização diária da prótese sem o uso de substâncias agressivas como ácidos ou álcalis.

### CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA!

- Resinas acrílicas;
- Resinas e ceras para caracterização;
- Gessos Especial Tipo IV e Tipo III;
- Isolante para resinas e gesso X gesso;
- Duplicador para PPR;
- Revestimento a base de quartzo;
- Binder 28% e 40%;
- Silicone para muralha;
- Ceras 7, 9, Utilidade, Articulação, Periférica, Orto, Rolete e Escultura;
- Vaselina Sólida;
- Removedor de ceras;
- Pedra-pômes;
- Pasta para polimento em acrílico e metal;
- Opacificador.



## Nossas vantagens

- ✓ Aspecto natural;
- ✓ Simetria e detalhes;
- ✓ Mamelos evidenciados;
- ✓ Ótimo ajuste anatômico;
- ✓ Oclusão;
- ✓ Fluorescência natural;
- ✓ Alta resistência mecânica, química e à abrasão;
- ✓ Excelente aderência a base;
- ✓ Mantém as cores naturais;
- ✓ Não agride a mucosa.

## Contato



Fone: (19) **3565-2716**

(19) **3561-5292**

WhatsApp: (19) **99735-0348**



■ **Imodonto Indústria de Materiais Odontológicos  
Comércio, Importação e Exportação Eireli - ME**

Rua Urbano Rabello, 572 - Vila Nova - Pirassununga - São Paulo - Brasil  
CEP: 13.632-302 - CNPJ(MF): 21.738.250/0001-01 - IE: 536.068.133.113

www.imodonto.com - sac@imodonto.com

Fone: (19) 3561-5292 – (19) 3565-2716

Descubra muito mais em nossa

Fanpage

@imodonto