


# Cartas Moldes

Contribuindo com a beleza do sorriso



**New**TRI

**Platinum** TRI

**New**Form













**Dent Clean**



[www.imodonto.com](http://www.imodonto.com)

 **IMODONTO**

## Anteriores Superiores



## Tabela de articulações

Anteriores superiores	Anteriores inferiores	Posteriores
2D	2D	30M-30L
3D	3D	30M-32M
3M	3M	30M
2N	2N	30L
3N	3N	32M-30L
3P	3P	32M-32L
A23	3M-2D	30M
A25	A25	32M-32L
A26	A26	32M-32L
263	2N	30M-30L
264	264	32M-32L
266	266	34L-36L
267	266-58	34L-36L
4H	4H	32M-32L
2P	2P	32L-34L
38	266	34L-36L
1N	1N	30L
42	42	32M-32L
58	58	34L-36L

## Anteriores Inferiores



**2 CAMADAS**

**ESCALA DE CORES**  
Referencial Biotone®

59, 60, 62, 65, 66, 67, 69, 77, 81

**Biotipos**

Quadrado  Trapezoidal  Ovalado 

## Posteriores Superiores e Inferiores



### 1-Composição:

- Polimetacrilato;
- Dimetacrilato de Etileno Glicol;
- Fluorescente;
- Pigmentos Biocompatíveis.

### 2-Aplicações:

- Prótese parcial ou total;
- Prótese fixa ou removível.

### 3-Recomendações:

- Conservar ao abrigo de luz e calor;
- Siga os procedimentos usuais para escolha, montagem, articulação, acrilização, controle microbiológico e manutenção da prótese, bem como para proteção individual;
- Para melhor adesão dos dentes à base da prótese, tirar o brilho da base do dente com ferramenta abrasiva. Antes da aplicação da resina, limpar a base dos dentes com monômero de metilmetacrilato;
- É recomendado ao paciente a higienização diária da prótese sem o uso de substâncias agressivas como ácidos ou álcalis.

### CONHEÇA NOSSA LINHA COMPLETA!

- Resinas acrílicas;
- Resinas e ceras para caracterização;
- Gessos Especial Tipo IV e Tipo III;
- Isolante para resinas e gesso X gesso;
- Duplicador para PPR;
- Revestimento a base de quartzo;
- Binder 28% e 40%;
- Silicone para muralha;
- Ceras 7, 9, Utilidade, Articulação, Periférica, Orto, Rolete e Escultura;
- Vaselina Sólida;
- Removedor de ceras;
- Pedra-pômes;
- Pasta para polimento em acrílico e metal;
- Opacificador.



## Nossas vantagens

- ✓ Aspecto natural;
- ✓ Simetria e detalhes;
- ✓ Mamelos evidenciados;
- ✓ Ótimo ajuste anatômico;
- ✓ Oclusão;
- ✓ Fluorescência natural;
- ✓ Alta resistência mecânica, química e à abrasão;
- ✓ Excelente aderência a base;
- ✓ Mantém as cores naturais;
- ✓ Não agride a mucosa.

## Contato



Fone: (19) **3565-2716**

(19) **3561-5292**

WhatsApp: (19) **99735-0348**

 **IMODONTO**

■ **Imodonto Indústria de Materiais Odontológicos  
Comércio, Importação e Exportação Eireli - ME**

Rua Urbano Rabello, 572 - Vila Nova - Pirassununga - São Paulo - Brasil  
CEP: 13.632-302 - CNPJ(MF): 21.738.250/0001-01 - IE: 536.068.133.113

www.imodonto.com - sac@imodonto.com

Fone: (19) 3561-5292 – (19) 3565-2716

Descubra muito mais em nossa

Fanpage

@imodonto